



1.




Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone den PlayStore. Laden Sie die App „SIGNIA App“ herunter. Die App ist kostenlos.

2.




Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.

3.



Koppeln Sie Ihr Hörsystem.


4.



Nun können Sie die App von Ihrem Smartphone aus öffnen.


Wählen Sie aus den angezeigten Verbindungsoptionen „Bluetooth“ aus. Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweisen zu. Möchten Sie bei Bedarf den Fernwartungs-Service „TeleCare“ nutzen, wählen Sie als nächstes „Fortfahren“. So ist es uns möglich, Ihnen auch aus der Ferne zu helfen und Ihre Hörsysteme nachjustieren.

5.



Sie haben aber auch die Möglichkeit, unseren virtuellen Kollegen um Hilfe zu bitten, der Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht!

6.



Der SIGNIA-Assistent ist eine Chat-Funktion, die Ihnen in der realen Situation Änderungen herbeiführt, die über die gängigen Möglichkeiten, wie „lauter/leiser“, „Soundbalance“ hinausgehen.